

GRADIA DIRECT

LIGHT-CURED COMPOSITE RESTORATIVE

光固化复合树脂

在口腔专业医生的指导和建议下使用

[适应症]

- A. 前牙光固化复合树脂
 - 1. III、IV、V 类洞的直接充填。
 - 2. 楔状缺损和根面洞的直接充填。
 - 3. 直接用于关闭贴面和间隙裂的修复。
- B. 后牙光固化复合树脂
 - 1. I、II 类洞的直接充填。

[禁忌症]

- 1. 盖髓。
- 2. 极少数情况下可致个别人群敏感，一旦出现过敏反应立即停用，并去医生处治疗。

[使用方法]

- 1. 颜色选择

使用磨石和水清洁牙面。颜色的选择应该在隔离牙齿之前。使用光固化复合树脂的颜色指导来选择光固化复合树脂的颜色。
- 2. 窝洞预备

使用标准器械预备窝洞。
注：盖髓时使用氢氧化钙。
- 3. 粘结处理

使用光固化复合树脂时，用于牙釉质和牙本质的粘结剂使用光固化粘结系统。例如：GC Fuji Bond LC, Unifil Bond 或者 GC G-BOND（图 1），要按照使用说明使用。
- 4. 充填光固化复合树脂
 - 1) 从一支注射器装中输送材料

将光固化复合树脂的一支注射器装药筒插入注射枪或类似器具中。
拧下盖子，直接挤压出材料填入预备后的窝洞。使用稳定的压力（图 2）。保持注射枪手柄的压力，并将注射枪和药筒从口中移除。这可以防止药筒从注射枪中松动。
 - 2) 从管装中输送

打开管装盖子并将材料输送到调和纸上。使用适当器械将材料填入预备后的窝洞。逆时针旋转管装活塞一半，以释放管中的残留压力。使用后立即盖上盖子。
注：
 - a. 基本上使用材料的标准色涂布一层就可以达到美观修复。具体细节见临床提示。
 - b. 从冷藏中取出时，有可能不容易挤压出材料。所以在使用前要在常温下置稍留一段时间。
 - c. 输送材料后，注意不要长时间暴露于周围光线下，周围的光线有可能会缩短操作时间。

临床提示

- 1) 前牙窝洞
 - a. 小窝洞情况下

使用一层技术充填修复。大多数情况下使用标准色充填一层就足够了。如果需要较高级别的半透明性，可以选择一种外表特殊色。看临床应用中的例子。

b. 大窝洞的情况下

使用多层复合充填技术将获得美观效果。封闭光线从口腔中透过或者掩饰牙本质退色，使用一种内层特殊色后再使用标准色充填。

使修复体更加真实，例如模仿外观的增龄性变化，最终外层要使用特殊色。看临床应用中的例子或者色泽联合表。

2) 后牙窝洞


a. 小窝洞情况下

使用一层技术充填修复。大多数情况下使用标准色充填一层就足够了。如果需要较高级别的半透明性，可以选择一种外表特殊色。看临床应用中的例子。

b. 大窝洞的情况下

在窝洞基底置入流动树脂如 GC Unifil Flow or GC UniFil LoFlo Plus。然后置入一层标准色。要想获得最佳的美观效果，最终要使用外层特殊色涂布一层。看临床应用中的例子。

※GC Fuji LINING LC PASTE PAK, GC Fuji LINING LC, 或者 GC Fuji IX GP 都可以用于垫底或者基底层。分别按照各自的使用说明书使用。



应用于前牙大窝洞的复合层充填的色泽联合表

| | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B2 | B3 | C3 |
|-------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 内层特殊色 | BW | A02 | A03 | A03 | A04 | A02 | A03 | A04 |
| 标准色 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B2 | B3 | C3 |
| 外层特殊色 | WT | DT | DT | DT | DT | WT | DT | DT |

使用颜色的详细信息，在颜色的下面部分有所描述。

5. 光固化前塑型

使用标准器械塑型

6. 光固化

光固化复合树脂

下表中列出光固化时间和有效深度

前牙光固化复合树脂：光固化时间和有效深度

| 照射时间 | Plasma arc (2000mW/cm ²) | GC G-Light (1200mW/cm ²) | Halogen/LED (700mW/cm ²) |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 颜色 | 3sec. | 10sec. | 20sec. |
| | 6sec. | 20sec. | 40sec. |

| | | |
|---|-------|-------|
| CT, NT, WT, GT, CVT | 3.0mm | 3.5mm |
| A1, A2, A3, BW, DT | 2.5mm | 3.0mm |
| A3, B3 | 2.0mm | 3.0mm |
| A3.5, A4, C3, A02, A03, A04, CV, CVD | 1.5mm | 2.5mm |

后牙光固化复合树脂光固化时间和有效深度

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 照射时间 颜色 | Plasma arc (2000mW/cm ²) | 3sec. | 6sec. |
| | GC G-Light (1200mW/cm ²) | 10sec. | 20sec. |
| | Halogen/LED (700mW/cm ²) | 20sec. | 40sec. |
| P-A1, P-A2, P-WT, P-NT | 2.5mm | 3.0mm | |
| P-A3, PA3.5 | 2.0mm | 3.0mm | |

注：材料要分层充填和固化，根据表格选择最大厚度。

7. 完成和打磨抛光

用钻头，打磨条或者打磨碟片进行抛光打磨。使用打磨膏会有更佳的打磨效果。

[注射枪的杀菌消毒]

1. 使用酒精棉消毒

2. 注射枪可使用高温高压 (121-135°C/250-275°F) 10-30 分钟或酒精消毒。

注：1) 消毒过程中，烘干不要使温度超过 135°C (275°F)，否则会损坏注射枪。

2) 不建议使用任何的化学消毒，因为这样会损坏注射枪。

比色板的清洁

该比色板可以用清水或温和的清洁剂清洗。不能进行消毒，使用化学消毒剂或者杀菌剂可能会损坏比色板。

[颜色]

1. 前牙 22 种颜色

标准颜色：XBW (超漂白色)，BW (漂白色)，

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV (颈缘)，CVD (颈缘暗色)

内部特殊色：A02, A03, A04

外部特殊色：WT (半透明白)，DT (半透明暗色)，CT (半透明亮色)，

NT (半透明自然色)，GT (半透明灰色)，CVT (半透明颈缘)

2. 后牙 6 种颜色

标准颜色：P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5

外部特殊色：P-WT (半透明白)，P-NT (半透明自然色)

注：A、B、C、A0 是建立在 Vita 比色的基础上。

Vita 是德国 Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen 的已注册商标。

[储存]

阴凉处保存 (4-25°C/39.2-77.0°F)，避免高温或阳光直射。

有效期：

前牙光固化复合树脂-从生产日期开始 3 年

后牙光固化复合树脂-从生产日期开始 2 年

[包装]

I. 注射器装

1. 初始装 (35 支, 7 种颜色)

-35 支 (每种颜色 5 支, 共 7 种颜色) (每支 0.16ml)

(6 个前牙色: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)

(1 个后牙色: P-A2)

-比色板

2. 补充装

a. 20 支包装 (每种 14 色, 每支 0.16ml)

(8 个前牙色: A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, NT, DT)

(6 个后牙色: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT)

b. 10 支包装 (每种 14 色, 每支 0.16ml)

(14 个前牙色: XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, A02, A04, CVD, CT, WT, GT, CVT)

注: 每支重量: 前牙每支 0.24g, 后牙每支 0.28g

3. 选择

a. 注射枪 b. 比色板 c. 调和纸 (No. 14B)

II. 管装

1. 初始装

-7 支管装 (每种 7 色, 每支 2.7ml)

(6 个前牙色: A2, A3, A3.5, A03, CV, CT)

(1 个后牙色: P-A2)

-比色板

2. 补充装

-1 支管装 (28 色) (每支 2.7ml)

注: 每支管装的重量: 前牙每支 4g, 后牙每支 4.7g

3. 选择

a. 比色板 b. 调和纸 (No. 14B)

[注意]

1. 如果接触到口腔组织或者皮肤, 立刻用酒精棉球擦洗, 再用清水冲洗。
2. 如果该材料接触到眼睛, 立即用清水冲洗并寻找医生帮助。
3. 避免材料被吞下。
4. 操作过程中佩戴塑料或橡胶手套, 以避免内部树脂层与空气接触, 可以预防可能发生的过敏。
5. 为防止传染, 注射头应一次性使用。
6. 光固化时, 佩戴护目镜。
7. 打磨抛光贴面表面时, 使用粉尘收集器并佩戴防尘面罩以避免吸入粉尘。
8. 不要与其他类似产品相混合。
9. 避免材料沾染衣物。
10. 如果材料触及非工作区域的牙体组织或修复体, 请使用器械, 海绵或者棉球擦拭后再进行光固化。
11. 请勿将 GRADIA DIRECT 树脂和含有丁香油的材料混用, 该类材料可能会影响 GRADIA DIRECT 树脂固化。

制造商

而至陶齿工业株式会社
日本国爱知县春日井市鸟居松町 2 丁目 285 番地

中国大陆售后服务单位

而至齿科（苏州）有限公司
江苏省苏州工业园区青丘街 127 号
电话：0512-62831516 传真：0512-62833089

执行标准

YY1042-2003《牙科学 聚合物基充填、修复和粘固材料》

中华人民共和国医疗器械注册证注册号
国食药监械（进）字 2007 第 3631479 号（更）